

HumaLyte Plus

Analizador de electrolitos selectivos a iones

- > Na, K, Cl
- > Na, K, Cl, Ca, pH
- > Tecnología ISE directa
- > Pantalla táctil
- > Autosampler

QUÍMICA CLÍNICA



Human

Diagnostics Worldwide

HumaLyte Plus

Lo mejor de la flexibilidad

NUEVO



HumaLyte Plus³

ISE directo para 3 parámetros

- > Na, K, Cl
- > Tipo de muestra: sangre total, suero y plasma
- > Volumen de muestra 150 µl
- > Pantalla táctil LCD
- > Tiempo de análisis < 60 segundos/muestra
- > Calibración automática o manual
- > Control de calidad en línea
- > Lavado y enjuague automáticos
- > Dimensiones: 400 x 380 x 350 mm
- > Peso neto: 12 kg
- > 230/110 Vac, 60 VA

Cat. No. 17470/10

HumaLyte Plus⁵

ISE directo para 5 parámetros

- > Na, K, Cl, Ca⁺⁺, pH
- > Tipo de muestra: sangre total, suero y plasma
- > Volumen de muestra 150 µl
- > Pantalla táctil LCD
- > Tiempo de análisis < 60 segundos/muestra
- > Calibración automática o manual
- > Control de calidad en línea
- > Lavado y enjuague automáticos
- > Dimensiones: 400 x 380 x 350 mm
- > Peso neto: 12 kg
- > 230/110 Vac, 60 VA

Cat. No. 17470/20

HumaLyte AUTOSAMPLER

Capacidad de funcionamiento en autónomo a pedido

- > Fácil de instalar
- > 20 posiciones para recipientes de muestra

Cat. No. 17470/30

Intervalo de medición

K ⁺	0,50 - 15,00 mmol/l
Na ⁺	30,0 - 200,0 mmol/l
Cl ⁻	30,0 - 200,0 mmol/l
Ca ⁺⁺	0,10 - 5,00 mmol
pH	4,00 - 9,00