

HumaCount 80^{TS} | 30^{TS}

Diseño funcional, inteligente y potente

- > Analizador hematológico automatizado con diferencial de 3 partes
- > Resistente y tecnológicamente avanzado

HEMATOLOGÍA

CoreLab DX

NUEVO

Miles de
HumaCounts
instalados
en todo
el mundo



Línea del sistema
HumaCount



Video

Human

Diagnostics Worldwide

HumaCount 80^{TS} | 30^{TS}

Rápido, fiable y asequible

22 parámetros
Nadie da más

Prevención de obstrucciones
con ráfaga de alta energía



Sorprendentemente rápido

HumaCount 80^{TS}

REF 16420/80

> 2 cámaras de medición = 80 muestras/hora



HumaCount 30^{TS}

REF 16420/30

> 1 cámara de medición = 30 muestras/hora

Reactivos para la línea de sistema HumaCount de 3 partes

Reactivos

REF

HC-DILUENT

17400/11

- > Diseñado especialmente para los instrumentos HumaCount
- > Contenido 20 l

HC-LYSE CF

17400/22

- > Reactivo sin cianuro, no contaminante
- > Contenido 2 X 1 l

HC-CLEANER

17400/31

- > Detergente de gran calidad
- > Contenido 1 l

Control de calidad

REF

HC-CONTROL

17400/40

- > Sangre de control hematológico
- > Instrumentos diferenciales de 3 partes
- > Estable por hasta 21 días después de ser abierto
- > 3 x 2,5 ml, niveles 1, 2, 3

HC-CALIBRATOR

17400/50

- > Sangre de calibrador hematológico
- > Estable por hasta 7 días después de ser abierto
- > 1 x 2 ml

Facilidad de manejo

- > Software de HUMAN de uso intuitivo
- > Transferencia de valores de referencia a través de código de barras 2D
- > Dilución automática de la muestra
- > Calibración automática



Rentable

- > Bomba de vacío sin mantenimiento
- > Impresora integrada
- > Bajo consumo de limpiador, prevención de obstrucciones en cada ciclo con ráfaga de alta energía

Analizadores

Exactitud

- > Base de datos de estadísticas del módulo de CC y registro de 24 lotes de control
- > Control y calibrador
- > Conexión SIL/HL7

Versatilidad

- > Posibilidad de asistencia a distancia, batería recargable y panel solar opcionales
- > Modo veterinario*

Resultados fiables de los pacientes

Control Calibrador +



Reactivos

Reactivos validados de HUMAN, de gran calidad

- > Reactivos específicos de una sola fuente
- > Sistema cerrado con clave de reactivos
- > Prolongada vida útil, 36 meses para HC Diluent
- > HC-Lyse libre de cianuro y respetuoso con el medio ambiente
- > Detergente de gran calidad
- > Made in Germany

HumaCount 80^{TS} | 30^{TS}

Todo lo que necesita para una hematología fiable y rentable



HumaRoll



HumaTube K3-EDTA



Human SolarCharge



HumaPower

Características técnicas

Parámetros	22 parámetros, con diferencial de WBC de 3 partes	Software	Software de mantenimiento integrado Software veterinario disponible*
Volumen	Volumen de muestras de 25 µl		Conexión SIL, HL7
Pantalla	Pantalla táctil a color	Idioma	Múltiples idiomas instalados
Impresora	Impresora integrada	Dimensiones	Aprox. 320 x 260 x 365 mm
Memoria	Para 10 000 resultados incl. histogramas	Peso neto	12 kg
Programa	Programa de CC integrado para 24 niveles / control	Alimentación	230/110 V AC, 50/60 HZ, 60 VA
Opcional	Lector de códigos de barras en 2D y teclado externo		

Accesorios

	REF
Lector de códigos de barras en 2D	16430/11
HumaPower (batería recargable)	18965/12
Human SolarCharge	18965/14
HumaRoll (girador de tubo)	15460
Caja de impresora	16430/13

Consumibles

	REF
HumaTube K3-EDTA (12 x 100 tubos, PET, 3 ml)	73040/10
Papel térmico para impresora (5 rollos)	18144/5
Kit de tubos para reactivos	16420/324

* El empleo del modo veterinario sucede bajo responsabilidad exclusiva del usuario

Human

Diagnostics Worldwide