

# HumaSens2.0<sup>plus</sup>

## Monitorización multiparámetros

**Un laboratorio en la palma de su mano**

- › Identificación automática de tiras 3 en 1: GLU | CHOL | UA
- › Resultados rápidos en 5 a 26 segundos
- › Fiable en cualquier momento y lugar



**Human**

Diagnostics Worldwide

# HumaSens2.0<sup>plus</sup>

## Monitorización multiparámetros

### Un laboratorio en la palma de su mano

- > Ejector de tiras para minimizar el riesgo de infecciones
- > Volumen de muestra mínimo
- > Gran capacidad de memoria y funciones de promediación



### Uso sencillo

- > Identificación automática de tiras con cambio de parámetros inmediato y fácil
- > Pantalla de caracteres grandes que facilita la lectura
- > Iconos claros con la información necesaria de un vistazo

### Comodidad y economía

- > Batería de larga duración (1000 resultados)
- > Larga vida útil de las tiras reactivas y la solución de control
- > Encendido y apagado automáticos

### Fiabilidad y seguridad

- > Análisis de alta precisión de conformidad con ISO 15197:2013
- > Codificación sencilla con la tarjeta de códigos

### Datos técnicos

Tecnología

Biosensor electroquímico (GLU + CHOL)

Parámetros

Sensor electroquímico (UA)

Muestra

Glucosa, colesterol total, ácido úrico

Intervalo de medición

Sangre fresca capilar total

GLU: 20 - 600 mg/dl (1,1 - 33,3 mmol/l)

CHOL: 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,35 mmol/l)

UA: 3 - 20 mg/dl (0,18 - 1,19 mmol/l)

Capacidad de memoria

GLU 360 / CHOL 50 / UA 50

Intervalo de temperatura

10 - 40 °C

Altitud

Nivel del mar - 10 000 ft (3250 m) GLU / UA

Nivel del mar - 8000 ft (2440 m) CHOL

Intervalo de hematocrito

GLU 25 - 60 % / CHOL 35 - 50 % / UA 35 - 55 %

Tiempo de medición

GLU 5 s / CHOL 15 s / UA 26 s

Volumen de muestra

GLU 0,7 µl / CHOL 10 µl / UA 1 µl

Calibración

Plasma calibrado

Estabilidad del vial abierto

(tiras y controles)

3 meses

### Información sobre pedido

Unidad/Tamaño

REF

HumaSens2.0<sup>plus</sup> Starter Pack

1 paquete

17561

### Reactivos

Glucose Test Strips Blue\*

2 x 25 uds.

17562

Glucose Test Strips Blue\*

1 x 10 uds.

17562/2

Glucose Control\*

2 x 2 ml

17562/10

Uric Acid Test Strips

1 x 25 uds.

17566

Uric Acid Control Solution

2 x 2 ml

17566/10

Total Cholesterol Test Strips

2 x 10 uds.

17567

Total Cholesterol Control Solution

2 x 1,5 ml

17567/10

\* utilizable en HumaSens2.0, HumaSens2.0<sup>plus</sup>, HumaSens, HumaSens<sup>plus</sup>

### IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TIRAS

